

คู่มือผู้ใช้งานระบบเรียกพยาบาล (NURSE CALL SYSTEM)

1. การกดปุ่มเรียกพยาบาล

- ปุ่มเรียกพยาบาลมักอยู่:
 - ข้างเตียง (หัวเตียง)
 - รีโมทควบคุมในมือ
 - ห้องน้ำ / ห้องอาบน้ำ

ขั้นตอนการใช้งาน:

1. กดปุ่มที่มีสัญลักษณ์ 📞, 🔔 หรือ “CALL”
 2. ไฟแสดงสถานะจะติดขึ้น (ที่ปุ่ม / ที่หน้าห้อง)
 3. สัญญาณจะถูกส่งไปยังห้องพยาบาลหรือแผงควบคุม
- 📌 **หมายเหตุ:** ไม่ต้องกดซ้ำหลายครั้ง สัญญาณจะคงอยู่จนกว่าพยาบาลจะตอบรับ

2. การปิดเสียง (ยกเลิกการเรียก) 📞

- กดปุ่มเดิมอีกครั้ง (หากอยู่ในห้องคนไข้)
- หรือให้พยาบาลมากด “ปุ่มยกเลิก” (Reset) ที่แผงควบคุมในห้อง

สังเกต: หลังปิดสัญญาณ ไฟสถานะจะดับลง

* 3. การใช้งานปุ่มฉุกเฉิน (Emergency Call)

- มักอยู่ในห้องน้ำ หรือข้างเตียง
- มักเป็นปุ่มสีแดง หรือเชือกดึง พร้อมคำว่า “EMERGENCY” หรือ “HELP”

ขั้นตอน:

1. กดหรือดึงสาย/เชือกฉุกเฉิน
2. ระบบจะส่งสัญญาณ “ฉุกเฉิน” ไปยังห้องพยาบาล พร้อมเสียงเตือนที่ดังขึ้น
3. ไฟสถานะจะกระพริบเร็ว

⚠️ **สำคัญ:** ใช้เฉพาะเมื่อเกิดเหตุจำเป็นเร่งด่วน เช่น หกล้มหายใจไม่ออก เจ็บหนัก

